

CM - 2P



NORMADENT

Caratteristiche

Connessione conica:


Una connessione conica garantisce
Una perfetta sigillatura
Creando l'unione perfetta
Tra impianto e abutment.

Esagono:

Posto sotto il cono
Fornisce una seconda
Connessione. Assicurando così
una posizione perfetta.

Trattamento superficiale:


Un trattamento specifico
Fornisce un'osteointegrazione
Veloce e duratura nel tempo.



Morfologia:

Una spira a doppio principio,
Ideata per facilitare
l'inserimento e fornire una
Grande stabilità primaria .

DETTAGLI



Catalogo Prodotti

IMPIANTO

A21-001	Impianto	CM-2P Ø2,9 L10
A21-002	Impianto	CM-2P Ø2,9 L11,5
A21-003	Impianto	CM-2P Ø2,9 L13
A21-004	Impianto	CM-2P Ø2,9 L16
A21-011	Impianto	CM-2P Ø3,8 L6,5
A21-005	Impianto	CM-2P Ø3,8 L8
A21-006	Impianto	CM-2P Ø3,8 L10
A21-007	Impianto	CM-2P Ø3,8 L11,5
A21-008	Impianto	CM-2P Ø3,8 L13
A21-009	Impianto	CM-2P Ø4,3 L6,5
A21-010	Impianto	CM-2P Ø4,3 L8
A21-012	Impianto	CM-2P Ø4,3 L10
A21-013	Impianto	CM-2P Ø4,3 L11,5
A21-014	Impianto	CM-2P Ø4,3 L13
A21-015	Impianto	CM-2P Ø5,0 L6,5
A21-016	Impianto	CM-2P Ø5,0 L8
A21-017	Impianto	CM-2P Ø5,0 L10
A21-018	Impianto	CM-2P Ø5,0 L11,5
A21-019	Impianto	CM-2P Ø5,0 L13

VITE TAPPO

A21-0	Vite Tappo
-------	------------

VITE DI GUARIGIONE

A21-118	Vite di Guarigione	H2
A21-116	Vite di Guarigione	H3
A21-117	Vite di Guarigione	H4

MONCONE DRITTO

A21-069	Moncone dritto	H1
A21-120	Moncone dritto	H2

MONCONE INCLINATO

A21-070	Moncone inclinato 15° H1
A21-121	Moncone inclinato 15° H2
A21-071	Moncone inclinato 25° H1
A21-123	Moncone inclinato 25° H2

MONCONE SFERICO

A21-072	Moncone sferico H1
A21-073	Moncone sferico H2
A21-074	Moncone sferico H3
A21-075	Moncone sferico H4

CALCINABILE

A21-078	Calcinabile non rotante
---------	-------------------------

ANALOGO

A21-079	Analogo
---------	---------

MONCONE IMPRONTA

A21-080	Moncone di impronta di precisione
A21-081	Moncone di impronta a strappo

PROTESICA MUA

A21-038	Moncone MUA angolato 17° H2
A21-050	Moncone MUA angolato 17° H4
A21-039	Moncone MUA angolato 30° H2
A21-051	Moncone MUA angolato 30° H4
A21-094	Analogo per MUA
A21-095	Moncone di Impronta
A21-086	Moncone MUA angolato 17° Ø2,9 H2
A21-098	Moncone MUA angolato 17° Ø2,9 H4
A21-087	Moncone MUA angolato 30° Ø2,9 H2
A21-099	Moncone MUA angolato 30° Ø2,9 H4

Strumentario

FRESA FINALE PER Ø 2,9

SCM2P2910FR	Fresa finale per impianto ø2,9 L 10
SCM2P2911FR	Fresa finale per impianto ø2,9 L 11,5
SCM2P2913FR	Fresa finale per impianto ø2,9 L 13
SCM2P2916FR	Fresa finale per impianto ø2,9 L 16

FRESA FINALE PER Ø 3,8

SCM2P38FR	Fresa finale per impianto ø3,8 Lunghezza impianto: 6,5 – 8 – 10 – 11,5 – 13 mm
-----------	--

FRESA FINALE PER Ø 4,3

SCM2P43FR	Fresa finale per impianto ø4,3 Lunghezza impianto: 6,5 – 8 – 10 – 11,5 – 13 mm
-----------	--

FRESA FINALE PER Ø 5,0

SCM2P50FR	Fresa finale per impianto ø5,0 Lunghezza impianto: 6,5 – 8 – 10 – 11,5 – 13 mm
-----------	--



NORMADENT

Via Francesco Ferrucci - 18 20811 - Cesano
Maderno Italia