




NORMADENT



Dépliant generale

# CHI SIAMO

---

## ***“Tutto nasce da un’idea”***



*La storia di Normadent, specialisti nella  
realizzazione di impianti dentali...*

Normadent nasce nel giugno 2004 dalla volontà di un piccolo gruppo di imprenditori, con pluriennale esperienza nel settore odontoiatrico e dalla loro idea di creare prodotti di alta qualità. Per Normadent la qualità è il requisito fondamentale in ogni lavoro eseguito grazie alla collaborazione di esperti medici implantologia, in grado di garantire sempre elevati standard di servizio.

---

---

## ***“La nostra Missione”***




Vogliamo essere un punto di riferimento per il settore, solido, affidabile qualitativamente ineccepibile, per offrire il miglior risultato possibile al paziente. La visione d’insieme e l’esperienza della direzione aziendale, la scienza e la perizia del team di medici e odontotecnici fanno di Normadent un’azienda d’eccellenza.




**NORMADENT**  
Semplice. Elegante. Longevo.

# LINEE IMPLANTARI



## Linea 2P


*Sommerso,  
Connessione esagono interno,  
Ø3,75-Ø4,25-Ø5,0;*



Linea  
CM-2P  
*Sommerso,  
Connessione conica,  
Ø2,9-Ø3,8-Ø4,2-Ø5,0;*

## Linea Omega


*Emerso,  
Connessione esagono esterno,  
Ø3,3-Ø4,0-Ø5,0-Ø6,0;*



# SOLUZIONI DIGITALI




*Un sistema digitale, pensato per offrire un'esperienza migliore al paziente e rendere più efficiente e veloce il lavoro del clinico.*



# LINEE IMPLANTARI

## Linea 2P



La linea 2P è stata sviluppata con una morfologia della spira a doppio principio, così da facilitare l'inserimento.

Concepito per un inserimento sommerso, la sua spira facilita l'inserimento e garantisce un'ottima stabilità primaria.

Trattamento superficiale doppia acidatura.

IMPIANTO	LUNGHEZZA
Ø3,75	L08 mm
	L10 mm
	L12 mm
	L14 mm
Ø4,25	L08 mm
	L10 mm
	L12 mm
	L14 mm
Ø5,00	L08 mm
	L10 mm
	L12 mm
	L14 mm

\*Vedi dépliant dedicato


## Linea CM-2P

IMPIANTO	LUNGHEZZA
Ø2,9	L10,0 mm
	L11,5 mm
	L13,0 mm
	L16,0 mm
Ø3,8	L6,5 mm
	L8,0 mm
	L10,0 mm
	L13,0 mm
Ø4,2	L6,5 mm
	L8,0 mm
	L10,0 mm
	L13,0 mm
Ø5,0	L6,5 mm
	L8,0 mm
	L10,0 mm
	L13,0 mm

La linea CM-2P presenta una connessione conometrica, con esagono di posizione.


Concepito per un inserimento sommerso, presenta un collo lucido non trattato.

Trattamento superficiale doppia acidatura.



\*Vedi dépliant dedicato

# Linea OMEGA



La linea OMEGA ha una connessione esagonale esterna.

Concepito per un inserimento tras mucoso.

Trattamento superficiale doppia acidatura.

IMPIANTO	LUNGHEZZA
Ø3,3	L10,0 mm L11,5 mm L13 mm
Ø4,0	L10,0 mm L11,5 mm L13 mm
Ø5,0	L10,0 mm L11,5 mm L13 mm
Ø6,0	L10,0 mm L11,5 mm L13 mm

\*Vedi dépliant dedicato

## Linee implantari monofasiche

Normadent nel corso degli anni ha sviluppato diverse linee implantari monofasiche;

Collaborando con i più importanti esponenti della scuola di implantologia italiana

Le nostre linee monofasiche si contraddistinguono per continuo aggiornamento e ricerca in fatto di materiali e trattamenti superficiali, rendendo ancora oggi questa tipologia di prodotto al passo con i tempi moderni.



La linea MONO SL


Sviluppata per garantire efficienza ed elevate prestazioni

Il Bombè permette una sigillatura dell'alveolo e una ricrescita dei tessuti molli più naturale.

Trattamento superficiale doppia acidatura.

Non solo linea MONO SL

Ma anche molte altre




\*Vedi dépliant dedicato

# KIT CHIRURGICI

*Kit chirurgici specifici per ogni linea implantare; Normadent ha creato diversi tipi, kit essenziali perfetti per risparmiare spazio e pratici per essere traspostati in diversi studi dentistici, oppure kit più complessi, contenenti diverse tipologie di frese per aiutare il medico nei diversi casi clinici.*

*Tutti i kit contengono un cricchetto dinamometrico così da controllare l'ottimale serraggio vite.*




## STRUMENTARIO CHIRURGICI



*Frese, chiavi manuali e tutti gli strumenti indispensabili.*

*La continua ricerca dei materiali ha reso lo strumentario Normadent resistente e affidabile nel tempo.*



# SEMPRE AL TUO FIANCO

## chirurgia




Il Kit chirurgico il miglior alleato in sala operatoria.

Sempre al fianco del clinico un buon kit fa la differenza.


Kit frese chiavi manuali e molti altri accessori.

Il cricchetto dinamometrico un elemento essenziale per completare il tuo kit.



Il Kit chirurgico il miglior alleato in sala operatoria.

## Soluzioni digitali



In un mondo sempre più digitale e tecnologicamente avanzato, porta l'implantologia nel mondo digitale. Grazie al sistema digitale Normadent i lavori CAD/CAM non sono mai stati così semplici. Con tutte le soluzioni di abutment Normadent per la scansione intraorale sarai in grado di eseguire un'impronta ottica facile e precisa direttamente nella bocca del paziente.

Supporto completo per l'utilizzo della tecnologia digitale.

Linea digitale 2P e CM-2P completo

\*Vedi dépliant dedicato





NORMADENT

Via Francesco Ferrucci 18 - 20811 - Cesano  
Maderno - MB - Italia